



شرکت آسیا جراح پیشرو
ASIA JARAH PISHRO CO. LTD

پیشرو در تولید محصولات مصرفی اتاق عمل و جراحی
The leading manufacturer of operating
room and surgical consumables

KYPHOPLASTY
VERTEBROPLASTY



Kyphoplasty | Vertebroplasty Sets

The AJP kyphoplasty/vertebroplasty system comprises an extensive selection of individual instruments which are available separately or as kit component.

Our instruments may include trocar device, introducer cannula, guide pin, biopsy device, bone drill, vacuum syringe and filler device for cement injection.

Features

- easy to choose (different kits based on surgeon need) / easy to use (user friendly)
- color-coding red, yellow, green, white and gray which makes our introducer instruments quick and easy to identify during the procedure
- without leakage in filler device
- without physical problem (burr, ...) in order to prevent tissue/spinal injury

Warning

STERILE, EO

Operation must be done by specialized surgeon
Use imaging device like fluoroscopy during surgery.
Maximum pressure for balloon equals to 400psi or 27bar or 27atm. Exceeding the recommended pressure may cause balloon explosion.

ست‌های کایفوپلاستی | ورتبروپلاستی

مجموعه کایفوپلاستی / ورتبروپلاستی برند AJP طیف وسیعی از ابزارها را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که می‌توان اجزا را به صورت تکی یا ست کامل انتخاب نمود. ابزار ما شامل تروکار، اینترودویسر، گایدپین، ابزار سوراخ کاری یا مته، سرنگ و فیلر تزریق سیمان می‌باشند.

ویژگی‌ها

ست‌های متفاوت جهت سهولت در انتخاب با توجه به نیاز جراح
سهولت در کاربری با اختصاص رنگ‌های متفاوت قرمز، زرد، سبز، سفید و طوسی که باعث تشخیص و انتخاب سریع و آسان در حین جراحی خواهد شد.
بدون نشی در فیلر تزریق سیمان
بدون عیب فیزیکی و پلیسه جهت جلوگیری از آسیب به بافت/نخاع

هشدار

استریل به وسیله اتیلن اکساید
جراحی بایستی توسط جراح متخصص انجام شود.
در حین جراحی باید از تجهیزات تصویربرداری مانند فلوروسکوپی استفاده شود.
حداکثر مقدار فشار که به بالن وارد می‌شود، معادل 400psi یا 27bar یا 27atm می‌باشد. در صورت اعمال فشار بیش از حد، احتمال ترکیدن بالن وجود دارد.

Vertebroplasty Instruments

Vertebroplasty Device Trocar
Code No. 15221
Needle: Outer Diameter 3.2mm
Inner diameter 2.4mm
Stylet: Outer Diameter 2.3mm

Cement Injection Syringe
Code No. 15195
Volume 3ml
One Way Movement



Kyphoplasty Instruments

Kyphoplasty Trocar 3.1

Code No. 15201

Needle: Outer Diameter 3.1mm Inner diameter 1.85mm

Stylet: Outer Diameter 1.8mm

One Step Introducer (Trocar Tip)

Code No. 15203

Needle: Outer Diameter 4.1mm Inner diameter 3.6mm

Stylet: Outer Diameter 3.5mm

One Step Introducer (Diamond Tip)

Code No. 15204

Needle: Outer Diameter 4.1mm Inner diameter 3.6mm

Stylet: Outer Diameter 3.5mm

Guide Pin Blunt

Code No. 15105

Outer Diameter 1.6mm

Kyphoplasty Introducer Device

Code No. 15202

Introducer Cannula: Outer Diameter 4.1mm

Inner Diameter 3.6mm

Introducer Stylet: Outer Diameter 3.5mm

Inner Diameter 1.8mm

Bone Drill

Code No. 15205

Outer Diameter 3.4mm

Filler Device (Front Opening)

Code No. 15208


Nozzle: Outer Diameter 3.4mm Inner diameter 2.9mm

Plunger: Outer Diameter 2.8mm

Inflation Device

Code No. 15224

ابزارهای ست‌های کایفوپلاستی



Kyphoplasty | Vertebroplasty Sets



Kyphoplasty Set Code No. 33110



Vertebroplasty Set Code No. 33112

ست‌های کایفوپلاستی | ورتبروپلاستی



Kyphoplasty Set Code No. 33111



Kyphoplasty Set Code No. 33113

Code No	Description	Packages
33110	Kyphoplasty Instruments set (Trocar 3.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33111	Kyphoplasty Instruments Set (Trocar 4.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33112	Vertebroplasty Instruments Set	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33113	Kyphoplasty Instruments Set (Diamond 4.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton